

COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO (CECT)



Parc Científic Universitat de València
Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (Valencia). España
Tel.: +34 96 354 46 12
<http://www.cect.org>



Halomonas MEDIUM. CECT 205

- NaCl 80.00 g
- Casamino Acids (Difco 0230) 7.50 g
- Proteose Peptone n ° 3 (Difco 0122) 5.00 g
- Yeast extract 1.00 g
- Sodium citrate 3.00 g
- MgSO₄·7H₂O 20.00 g
- K₂HPO₄ 0.50 g
- Fe(NH₄)₂(SO₄)₂·6H₂O 0.05 g
- Distilled water 1 L

Adjust pH to 7.0 with KOH and autoclave at 121 ° C for 15 minutes. For solid media add 20 g/L of agar powder.

CECT